



## EFICACIA ANTITRANSPIRANTE (TEWL)

Título	<b>Evaluación de la eficacia antitranspirante.</b>
Objetivo	Evaluar la eficacia de un producto sobre la excreción de las glándulas sebáceas después de una única aplicación.
Planificación	Duración del estudio: 1 día Inicio: 2 semanas tras recibir las muestras. Informe: 3 semanas tras finalizar el estudio.
Metodología	Medida de la pérdida transepidérmica de agua (TEWL) mediante Tewameter®, VapoMeter® o Evaporimeter.
Procedimiento	<ul style="list-style-type: none"><li>• Medidas basales del TEWL en cada axila.</li><li>• Aplicación del producto en una axila en el centro investigador.</li><li>• 8 horas después de la aplicación del producto: medidas del TEWL en ambas axilas: tratada y control.</li><li>• Comparación estadística de los resultados obtenidos en la zona tratada y control antes y después del tratamiento.</li></ul> <p><i>Opcional: Medidas adicionales</i></p>